


SISTEMA ESPINAL EXPEDIUM VERSE®

DISEÑADO PARA
CONSEGUIR MÁS
CON MENOS

MANUAL DEL PRODUCTO



PRESENTANDO EL SISTEMA ESPINAL EXPEDIUM VERSE



El sistema EXPEDIUM VERSE® se basa en los más de diez años de experiencia clínica con el completo sistema EXPEDIUM® 5.5.

Cada componente del implante ha sido examinado y refinado para ofrecer la

características y rendimiento necesarios para abordar patologías complejas de la columna.

El resultado es un sistema versátil que permite a los cirujanos aprovechar su técnica al tratar patologías de la columna con menos tipos de implantes e instrumentos.

VERSATILIDAD

Diseñado para tratar patologías espinales complejas con un solo implante versátil y menos instrumentación.

EFICIENCIA DE COSTO

Diseñado para reducir la huella de quirófano (OR, por sus siglas en inglés) y reducir el inventario en el hospital.


PERFIL DE SEGURIDAD Y RENDIMIENTO

Diseñado para permitir al cirujano realizar múltiples maniobras de corrección a través de una técnica de corrección basada en implantes.



VERSATILIDAD

Diseñado para tratar patologías espinales complejas con un solo implante versátil y menos instrumentación.





DISEÑO DE TORNILLO QUE SE ADAPTA A SUS NECESIDADES

Diseñado para tratar patologías complejas de la columna utilizando una filosofía de un solo tornillo.

Los tornillos EXPEDIUM VERSE están diseñados para reemplazar tornillos de carga lateral, monoaxiales, poliaxiales, uniplanos y reductores.


BLOQUEO EN UN PASO

Permite bloquear el cabezal poliaxial y el vástago en un solo paso.



BLOQUEO DE DOS PASOS

Permite convertir el tornillo poliaxial en un tornillo monoaxial mientras permite la traslación a lo largo del vástago.



- Poliaxialidad bloqueada
- Vástago NO bloqueado

- Poliaxialidad bloqueada
- Vástago bloqueado

EFICIENCIA DE COSTOS

Diseñado para reducir la huella del quirófano (OR) y reducir el inventario en el hospital.

